



*SOLUCIONES DE PESAJE Y  
EQUIPOS PARA ALIMENTOS*

---



---

**MANUAL DE USUARIO**

**BÁSCULA ELECTRONICA PESA BEBÉS**

**Marca: BBG    Modelo: BB-1**

Por favor lea completa y detenidamente este manual antes de usar su equipo

# Manual de instrucciones

Gracias por comprar nuestro producto. Lea detenidamente todas las instrucciones de funcionamiento antes de usar.

## RECOMENDACIONES:

1. Nunca sobre alimente con más del voltaje máximo. ¡La sobrecarga lo dañará permanentemente!
2. Evitando cualquier exposición al calor o frío extremo, su equipo funciona mejor cuando se opera a temperatura ambiente normal. Siempre permita que su equipo se aclimate a la temperatura ambiente normal durante al menos una hora antes de usarlo.
3. Mantenga su equipo en un ambiente limpio. El polvo, la suciedad, la humedad, las vibraciones, las corrientes de aire y una distancia cercana a otros equipos electrónicos pueden causar un efecto adverso en la confiabilidad y precisión de su báscula.
4. Manéjelo con cuidado. Evite las vibraciones y no lo deje caer.
5. Úselo sobre una superficie plana y dura.

## GUÍA DE SEGURIDAD

Para un buen rendimiento y un trabajo óptimo de su equipo, tenga cuidado durante la operación y el mantenimiento diarios. Tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

- NO use su equipo en momentos de truenos o lluvia.
- NO intente reparar la maquina usted mismo. Póngase en contacto con su representante local.
- Evitar temperaturas extremas. No coloque la unidad a la luz directa del sol o cerca del aire acondicionado.
- Asegúrese de que la maquina esté colocada sobre una mesa estable y que no esté sujeta a vibraciones.
- No utilice el equipo cerca de electrodomésticos grandes, como máquinas de soldar o motores grandes.
- Evite lugares donde la humedad pueda conducir a la condensación.
- Evitar el contacto directo con el agua.

- No coloque la unidad cerca de ventanas, puertas o ventiladores que puedan causar resultados inestables debido a las corrientes de aire.
- Mantenga su máquina limpia. No almacene productos sobre la maquina cuando no se use.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Temperatura de trabajo: 10 ~ 40 °C
- Humedad ambiental: <80%
- Máxima capacidad: 20kg
- Graduación: 5g
- Baterías: AA X 4
- Baja potencia: L o
- Indicación de error: Err
- Cambio de unidad: kg o lb
- Función de memoria: opcional guardar y recuperar el valor de pesaje
- Apagar automáticamente

## FUNCIONES DE LAS TECLAS

**1. ON / ZERO (/OFF):** Presione el interruptor para encender la báscula y comenzar el proceso de pesaje. Para la operación zero, presione el interruptor nuevamente para borrar la pantalla y el anunciador “**zero**” se mostrará en la esquina inferior izquierda de la pantalla LCD. Para apagar la báscula, mantenga presionado este interruptor durante unos 3 segundos.

**2. MODE:** Interruptor de intercambio de unidades de pesaje. Presione el interruptor para seleccionar kg y lb alternativamente. El indicador adecuado de la unidad se muestra en el lado derecho de la pantalla LCD mediante el anunciador kg o lb.

**3. MEM:** Mientras la báscula está en “**0.00**”, presione este interruptor para recuperar el valor de pesaje anterior guardado en la memoria y se enciende el indicador correspondiente. Durante el pesaje, se presiona el interruptor y se guardará el valor estable; de lo contrario, el valor parpadeante no se guardará en la memoria.

## OPERACIÓN

1. Después de colocar las baterías, presione la tecla "ON/ZERO (OFF)" para iniciar la escala hasta que aparezca "0.00".

2. Coloque suavemente al bebé en la bandeja, el registro de pesaje parpadeará en la ventana después de unos segundos. Si el bebé permanece acostado sobre la bandeja después de que se haya mostrado su valor de peso, el valor de peso seguirá parpadeando durante 5 minutos y luego se apagará automáticamente.

3. Si quita al bebé de la bandeja inmediatamente después de que el peso haya parpadeado, la báscula volverá a "0.00" y luego se apagará automáticamente dentro de los 5 minutos si no vuelve a funcionar.

4. Si ve el valor de pesaje guardado anteriormente, presione el interruptor "MEM" mientras la báscula está en la posición "0.00". La báscula guardará un valor opcional durante cada operación de pesaje.

## PRECAUCIONES

- La báscula debe colocarse sobre una superficie dura y plana para comodidad y seguridad del bebé.
- Debe reemplazar las baterías inmediatamente cuando la ventana muestre "L o".
- Mantenga la báscula limpia para garantizar el funcionamiento normal.
- Saque las pilas, si no funciona durante mucho tiempo.
- Coloque al bebé en el centro de la bandeja, de lo contrario probablemente afecte la precisión del pesaje.
- La sobrecarga (más de 23.000 kg) está estrictamente prohibida.

## GARANTIA DEL EQUIPO

Por la compra de cualquier equipo de la marca BBG, usted cuenta con una garantía y respaldo técnico durante doce (12) MESES. No incluye Batería, Adaptadores y/o Cables. La cual puede hacer efectiva en el sitio de compra presentando su factura como soporte de compra.

**BBG SE COMPROMETE:** A reparar el equipo o reponer la pieza defectuosa como garantía, en caso de comprobarse fallas en su fabricación. **BBG NO SE COMPROMETE:** Con la garantía en los siguientes casos:

- Instalación incorrecta
- Las averías producidas por mal instalación de alguno de sus componentes.
- Las averías producidas por cucarachas y sus desechos en las partes electronicas.
- Golpes o sobre peso que puedan desplazar la celda de carga en los equipos de pesaje electrónico.
- Las averías producidas por roedores o insectos.
- Los daños producidos por desaseo.
- Manipulación indebida por personal no calificado.
- En ningún caso se aceptara la responsabilidad por daños indirectos o lucro.
- Las averías producidas por la instalación en voltajes diferentes de los especificados en la placa de identificación.

**LA ADULTERACIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN O DE LOS DATOS DE LA TARJETA DE GARANTIA O LA ADULTERACIÓN DE LOS SELLOS ANULAN LA GARANTIA.**